

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
BM2003L - LAICA automatikus felkaros vérnyomásmérő

Magyarországi forgalomba hozó: Silko&Co. Kft. www.laica.hu

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT, KÉRJÜK OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ALAPOSAN AZ ELEJÉTŐL A VÉGÉIG ÉS TARTSA MEG KÉSŐBBI TÁJÉKOZTATÁSRA.

Ez a készülék teljesen automatikus, alkalmas a (szisztolés és diasztolés) vérnyomás mérésére nem invazív módon, valamint a szívfrekvencia és az arrhythmia jelenlétének mérésére. A vérnyomás az az erő, amit a vér fejt ki az artériákra. Ez az erő folyamatosan változik a szívdobbanástól függően. Amikor a szív összehúzódik, a vérnyomás a legmagasabb fokon van (szisztolés vérnyomás érték), míg a szív "nyugalmi időszakának" végén a vérnyomás értéke a legalacsonyabb (diasztolés vérnyomás érték). A karpánton belüli áramkörök érzékelik a pántra nehezedő nyomás apró ingadozását, amit az erek tágulás, majd összehúzódása okoz a karban minden egyes szívdobbanáskor. A minden egyes nyomás nagysága mérésre kerül, higanymilliméterre lesz átváltva, és az LCD kijelzőn jelenik meg digitális értékként.

A vérnyomást sok tényező befolyásolhatja: dohányzás, stressz, test mozgás, táplálkozás, napszak...

Az arrhythmia, vagy szabálytalan szívfrekvenciát, okozhat gyakori szorongás, különös érzelmi állapot, alkohol túlzott használata, pajzsmirigy zavarok, stb. Bizonyos fizikai, illetve pszichés állapotok (időszakos zavarok), vagy valós, igazi szív betegségnek a tünete lehet.

Mindig forduljon orvoshoz, amennyiben a vérnyomásmérő a szabálytalan szívfrekvencia jelét mutatja, hogy legmegfelelőbb kezelést megállapíthassák Önnek.

Mivel pontos és könnyű használni, ez a készülék képessé teszi még az időseket és a kevésbé hozzáértő személyeket is, hogy otthonuk kényelmében mérjék meg a vérnyomásukat; a készülék gyors és megbízható eredményei segítségével a vérnyomás értékeket naponta lehet ellenőrizni.

CE 0434 (Dir. 93/42/EEC)

Figyelmeztetés:

- Az ön-mérés ellenőrzést jelent, nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy kezelést.

Szokatlan eredmények esetén mindig kérje orvos tanácsát.

Semmilyen körülmények között ne módosítson az orvos által felírt gyógyszerek dóziséban.

- A szívdobbanás jelző nem alkalmas a pacemaker frekvenciájának ellenőrzéséhez!

- Ha bármilyen eltérés mutatkozik a normál szívritmustól (arrhythmia) vagy más szívproblémák esetén, pacemaker viselőknél, vér alvadás gátlót használóknál, illetve terhes nőknél, a készülék által mért értékeket csak orvossal történt konzultáció után lehet kiértékelni.

Ebben az esetben hasonlítsa össze az eredményeket az orvossal, hogy megállapítsa azoknak helyességét.

- Súlyos érrelmeszesedés és más érrendszeri problémák vagy a felső combban keletkező görcsök esetén a eredmények kiértékelése téves lehet.

- Ezt a készüléket nem lehet olyan területen használni, ami komputertomográfia, Röntgen vagy mágnesesrezonancia-képzővel során létrejött sugárzásnak van kitéve.

- Ez a készülék csupán a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, a használati utasításoknak megfelelően.

Bármilyen más használat helytelen és ebből adódóan veszélyes.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetészerű használatból adódó károkért.

- Ez a készülék nem helyettesíthet semmilyen terméket, amit a háziorvosa vagy más szakorvos írt fel Önnek.

Figyelmeztetés:

1, Ha a karokban alacsony a vérkeringés akkut vagy krónikus érrendszeri megbetegedés következtében (beleértve a vérerek átmérőjének összeszűkülését), az hatással lehet a mérések pontosságára.

2, Vérkeringési megbetegedések esetén a mérések eredménye pontatlan lehet; ugyan ez történik nagyon alacsony vérnyomás, vérellátási problémák, arrhythmia vagy más kóros tüneteket megelőző állapotok esetén.

3, Ne használja a készüléket erős mágneses sugárzás közelében. Tartsa távol a készüléket rádiókészülékektől, vagy mobil telefonoktól.

4, A vérnyomás személyenként változik, és csökken, illetve növekszik minden nap, attól függően, hogy mekkora stressznek van a szív kitéve. Normális esetben a vérnyomás alacsony az éjszaka folyamán, valamint alvás és pihenés közben, és magasabb a vérnyomás napközben, dohányzás alkalmával, testmozgás közben, megerőltetés alatt, vagy amikor idegesek, feszültek vagyunk. A vérnyomás gyakran emelkedik a korrall és nagyban függ az illető személy életmódjától. Köztudott, hogy a stressz, az elhízás, a túlzott só és alkohol bevitel hozzájárulnak a vérnyomás növekedéséhez.

Az otthon végzett vérnyomás mérések eredményei gyakran alacsonyabbak, mint kórházban, szakrendelőben, vagy a háziorvos által mért eredményeknél. Ez azért fordulhat elő, mert legtöbbször az emberek feszültebbek a kórházban és nyugodtabbak otthon.

5, Tartsa az akkumulátorokat távol gyermekektől.

A vérnyomásmérés eredményeinek osztályozása

A következő táblázatot a Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Egyesül Nemzetek speciálisa egészségüggyel foglalkozó ügynöksége fejlesztette ki.

Érték	Szisztolés	Diasztolés	Intézkedések
Optimális	105-120	60-80	ön-mérés
Normális	120-129	80-84	ön-mérés
Határérték	130-139	85-89	forduljon orvoshoz
Magas vérnyomás (1.szint)	140-159	90-99	forduljon orvoshoz
Magas vérnyomás (2.szint)	160-179	100-109	forduljon orvoshoz
Magas vérnyomás (3.szint)	180 fölött	109 fölött	forduljon orvoshoz

Minden egyes mérés után a mért adatokat hasonlítsa össze a fenti táblázattal. A kijelző bal oldalán megjelenő jelzések a vérnyomásmérés eredményeinek osztályozását mutatják:

Optimális - zöld szín

Normális - zöld szín

Határérték - zöld szín

Magas vérnyomás (1.szint) – sárga szín

Magas vérnyomás (2.szint) – narancssárga szürke szín

Magas vérnyomás (3.szint) - piros szín

A 105 higanymilliméternél (szisztolés) vagy 60 higanymilliméternél (diasztolés) alacsonyabb, mért értékek magas vérnyomást jeleznek. Ajánlatos az ilyen esetekben orvoshoz fordulni.

Helyes mérési módszer

Sok tényező befolyásolhatja a vérnyomás változásait: testmozgás, táplálkozás, izgalmi állapot, hőmérséklet változás és érzelmi stressz.

Napi 25/50 Hgmm (higanymilliméter) változás általánosnak mondható.

Annak érdekében, hogy pontos vérnyomás értékeket kapjon, kövesse az alábbi utasításokat:

- 1, Üljön le egy székre, relaxáljon és maradjon nyugalomban legalább 5/10 percig, mielőtt elkezdené a mérést.
- 2, Távolítson el minden ruhaneműt, illetve ékszert a karról, vagy csuklóról, mielőtt felhelyezi a karpántot.
- 3, Ne egyen, vagy dohányozzon, igyon (főleg ne alkoholt) a mérés előtt. Mindezen tényezők hatással lehetnek a mérés eredményére.
- 4, Nyújtsa ki a karját az asztalon úgy, hogy a karpánt egy szintben legyen a szívvel. A kar természetes módon legyen kinyújtva és tartsa nyugalomban.
- 5, Mindkét lábát nyugtassa a padlón.
- 6, Ne felejtse el, hogy a vérnyomás változik napközben. Próbálja meg többször megmérni a vérnyomását napközben, hogy jobban megértse testének reakcióit a nap különböző pontjaiban (testmozgás után, munka közben, vagy étkezés után...).
- 7, Ne csak egy mérést végezzen.

Legalább két mérést kell végezni, két mérés között legalább 10/15 percet várjon. Több mérés, hosszabb idő lefolyása alatt sokkal pontosabb képet fog adni a vérnyomásáról.

- 8, Ha bármilyen kellemetlen érzést fogja el a mérés alatt, azonnal kapcsolja ki a készüléket az On/Off gombbal.

Fontos megjegyzés!

- A készüléket minden esetben a szívvel egy vonalban tartsa, máskülönben nem fog pontos eredményeket adni.
- A véletlen megfojtás elkerülése érdekében, tartsa a készüléket távol gyermekektől és ne tekerje a nyakára a karpántot.
- Ez az eszköz kizárólag felnőttek vérnyomásának mérésére alkalmas, 18 éven felülieknek (a kar körméretének nagyjából 22 és 36 cm között kell lennie). Ha a készüléket egy gyermek karjára erősítik, a mért értékek pontatlanok lehetnek. Kérje orvos tanácsát gyermek vérnyomásának méréséhez.
- Javasolt a bal kart használni a méréshez.
- Ha a készülék a "Műszaki jellemzők" részben leírt hőmérséklet és páratartalom határt meghaladó körülmények között van tartva, pontatlan eredményeket adhat.
- Ne használja a készüléket ha a kezén sérülések vagy horzsolások vannak.

Az elemek behelyezése/cseréje

1, Csúsztassa el az elemtartó fedelet a nyíl mutatta irányba.

2, Helyezze az elemeket az elemtartóba az elem polarítások figyelembevételével a jelöléseknek megfelelően.

3, Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Ezen a ponton állítsa be a memóriát, a dátumot és az időt a „Memória és dátum/idő beállítása” részben javasoltaknak megfelelően. Amikor a kijelzőn megjelenik az elem szimbóluma, vagy a készülék 4 rövid hangjelzést ad és nem fújódik fel a karpánt, ki kell cserélni az elemeket, mivel alacsony töltetűek.

4, Távolítsa el a lemerült elemeket, felemelve az elemtartó fedelét, ami a készülék alján található. Vegye ki az elemeket és vigye az azoknak megfelelő, speciális hulladék gyűjtőhelyre. További információért a lemerült elemek hulladékba helyezésének módjáról kérjük forduljon az áruházhoz, ahol a készüléket vette, vagy a helyi önkormányzathoz, vagy a helyi hulladék kezelő szervezethez.

Figyelem: A nagyobb biztonság érdekében, 12 éven aluli gyermek nem távolíthatja el az elemeket.

Memória és dátum/idő beállítása

1, A kikapcsolt állapotban lévő készüléken nyomja meg a „SET” gombot; az utoljára kiválasztott memória terület (1,2,3,4) villogni fog a kijelzőn. A kívánt memória terület kiválasztása érdekében nyomja meg a „-” „+” gombokat és erősítse meg a „SET” gomb megnyomásával. Most a hónaphoz rendelt szám fog villogni a kijelzőn. Használja a „+” és „-” gombot, hogy beállítsa az értékét: lenyomva tartva a gombot a számok gyorsabban pörögnek. Nyomja meg a „SET” gombot, hogy megerősítse.

2, Azután a nap fog villogni: állítsa be a „+” „-” gombokat használva és erősítse meg a „SET” gombbal.

3, Azután az óra fog villogni: állítsa be a „+” „-” gombokat használva és erősítse meg a „SET” gombbal. (a kijelző 24 órás formátumot jelez ki)

4, Azután a perc fog villogni: állítsa be a „+” „-” gombokat használva és erősítse meg a „SET” gombbal. Majd kapcsolja ki a készüléket az „O/I” gomb megnyomásával.

Amikor az elemeket rakja be vagy cseréli ki, be kell állítani a dátumot és az időt ismételt az 1,2,3,4-es pontoknak megfelelően.

A karpánt felhelyezése a karra:

1, Helyezze a karpántot egy egyenes felületre a, rögzítő szíj (Velcro) lefelé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a Velcro rögzítő az Ön bal oldalán van és a karpánt csöve a jobb oldalán.

2, Illesse a karpánt végét a karpánt másik végén található gyűrűbe körülbelül 5 cm-rel.

3, Helyezze fel a karpántot a bal karjára és rögzítse a helyére a Velcro rögzítő pánttal. A karpánt széle körülbelül 1-2 cm-rel a könyök fölött kell, hogy legyen, és a tenyérnek felfelé kell néznie.

A karpántnak kényelmesen kell körbefognia a kart (elég helynek kell maradnia, hogy egy ujjá elférjen a karpánt és a karja között), de nem szabad túl szorosnak lennie.

Ha a karpánt túl szorosan van rögzítve vagy túl lazán, a vérnyomás mérés eredménye pontatlan lehet.

Ne tűrje fel az ingujjat, mivel az megakadályozhatja a véráramlást, és pontatlan mérési eredményeket okozhat.

A mérés végzése

1, Csatlakoztassa a csövet a levegőfújójába.

2, Tartsa lenyomva az O/I gombot, amíg nem hall egy hangjelt. A kijelzőn, minden funkció szimbóluma felgyullad néhány másodpercre. A "felfelé mutató nyíl" jel jelzi, hogy a készülék készen áll a mérésre. A karpánt automatikusan fel fog fújódni és megáll, amikor a megfelelő szintet eléri.

Próbáljon nyugalomban maradni, beszéd és mozgás nélkül.

3, A karpánt automatikusan le fog eresztetni és a kijelzőn a következő értékek fognak megjelenni: szisztolés, diasztolés, pulzus, a mérés dátuma és ideje. A „szív alakú” szimbólum csak szabálytalan szívritmus (arrhythmia) észlelésének esetén jelenik meg.

Próbáljon nyugodt maradni, kerülje a beszédet és a mozgást.

A kijelző jobb sarkában fognak megjelenni a vérnyommérés eredményeinek osztályozása (lásd "A vérnyommérés eredményeinek osztályozása" paragrafus).

Amikor a mérés befejeződött a készülék egy rövid hangjelt ad ki.

Automatikus újra-felfújás

A kezdő gyári beállítása a nyomás szintnek 191 Hgmm.

Ha a gyári nyomás beállítás nem megfelelő az előzetes mérési szakaszban vagy a kéz vagy csukló elmozdul, a készülék újra felfújódik, amíg 228 Hgmm-ot el nem éri. Az automatikus újra-felfújás addig ismétlődik meg, amíg egy érvényes mérési eredményt nem kap. Ez a folyamat nem hibás működés.

4, A készülék automatikusan ki fog kapcsolni körülbelül 3 perc után, ha egy ideig nem használják; máskülönben az „O/I” gomb megnyomásával is ki lehet kapcsolni. Ha, bármilyen okból kifolyólag, meg akarja szakítani a mérést, csak nyomja meg az „O/I” gombot és távolítsa el a karpántot.

Memória funkció

Ez a készülék 30 mérést tud tárolni memória területenként (4 memória terület van).

Minden egyes mérés után a következő adatok kerülnek tárolásra: diasztolés, szisztolés, pulzus, referencia az osztályozott értékekről és a lehetséges szabálytalan szívritmus (arrhythmia) jelenlétének jele.

Hogy a tárolt eredményeket előhívja az utoljára kiválasztott memória területről, nyomva kell tartania a vagy a „+” vagy a „-” gombot: a kijelzőn megjelenik a 1,2,3,4 memória terület szimbóluma. Hogy a tárolt adatok között válogasson, nyomja meg a „+” vagy „-” gombot (minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, az hagyja, hogy az adat elgördüljön) és a következők fognak sorban megjelenni:

- a memória száma, a kijelző jobb alsó sarkában
- a tárolt értékek.

Körülbelül 3 perc után a „+” vagy „-” eleresztése után a készülék kikapcsol, máskülönben az „O/I” gomb lenyomásával is ki lehet kapcsolni.

30 mérés után a legrégebbi adatok törlésre kerülnek automatikusan.

Hogy előhívja az aktuális memória területet, abban az esetben ha különbözik az utolsó méréskor kiválasztott memória területtől, meg kell nyomni a „SET” gombot és kiválasztani a kívánt memória területet lenyomva a „+” és „-” gombot, majd kapcsolja ki a készüléket az „O/I” gomb megnyomásával.

Végül pedig, az is lehetséges, hogy megjelenítse az utolsó 3 végzett mérés értékének átlagát. A kikapcsol állapotban lévő készüléken nyomja meg a „-” gombot és tartsa nyomva, amíg a készülék hangjelzést nem ad.

A kijelzőn megjelenik az „AVG” üzenet, jelezve az utolsó 3 elvégzett mérés értékeinek átlagát. A „+” és „-” gombot lenyomva lehetséges, hogy a kiválasztott memória területen belül elgördítse a tárolt mérési eredményeket.

Ha nincs egyáltalán tárolt mérési eredmény, a kijelzőn azonnal megjelenik a „0 SYS 0 DIA” jel.

A tárolt adatok törlése

a, Egy memória területben tárolt adatok törlése

A kikapcsol állapotban lévő készüléken, a kiválasztott memória terület előhívása érdekében, nyomja meg a „SET” gombot, majd a „+” és „-” gombokat; majd kapcsolja ki a készüléket az „O/I” gomb lenyomásával. Azután, tartsa lenyomva a „+” vagy „-” gombot, majd tartsa lenyomva a „SET” gombot körülbelül 3 másodpercig; a készülék rövid hangjelzést fog kiadni és a kijelzőn megjelenik a „---” jel. Azután minden az előzőleg kiválasztott memória területhez tartozó adat törlésre kerül.

b, Az összes memória területben tárolt adat törlése

Amikor az elemeket kicseréli, mind a négy memória területben tárolt, összes mérési adat automatikusan törlésre kerül.

A képernyő jelzései

A következő jelzések jelenhetnek meg a képernyőn:

„1. memória terület jele”: akkor jelenik meg, amikor a mérés az első memória területben tárolódik

„2. memória terület jele”: akkor jelenik meg, amikor a mérés a második memória területben tárolódik

„3. memória terület jele”: akkor jelenik meg, amikor a mérés a harmadik memória területben tárolódik

„4. memória terület jele”: akkor jelenik meg, amikor a mérés a negyedik memória területben tárolódik

Err: - nem volt lehetséges végrehajtani a mérést a kar mozgatása, nem megfelelő testtartás, vagy egyéb okokból kifolyólag...

Lásd "Helyes mérési módszer"

"alacsony töltöttségű elem" ábra: az elem lemerült, cserélje ki azt.

"Szív" jel: a mérés alatti pulzusszámot jeleníti meg

„Rezgő szív jel”: a szabálytalan szívritmust jelzi

"Vérnyomásmérés" jele: referencia szegmens a vérnyomásmérés értékének osztályozásához.

Tisztítás és karbantartás

Ez a készülék precíziós alkatrészeket tartalmaz. Ennélfogva, a készülék tisztítása közben a készüléket nem szabad kitenni extrém hőmérséklet változásnak, párának, ütéseknek, pornak vagy közvetlen napfénynek. Ne ejtse le, vagy üsse meg a készüléket.

Csak száraz, puha kendővel tisztítsa a készüléket. Soha ne használjon tisztító- vagy súrolószereket. Mivel a karpánt felszívhatja az izzadságot és más folyadékokat, alaposan ellenőrizze minden egyes használat után, hogy van-e kosz vagy elszíneződés jele a karpánton. Ne mossa a karpántot mosógépben és ne dörzsölje túl erősen. Használjon száraz ruhát és gyengéden törölje tisztára a készülék felszínét. Figyeljen arra, hogy soha ne kerüljön semmilyen folyadék a levegő fújó csőbe. Ha ez történik, szárítsa meg alaposan a csövet.

Ez a készülék nem vízálló.

Ne nyomja meg az "O/I" gombot, ha a karpánt nincs a kar köré helyezve.

Amikor a készüléket eltárolja, ne tekerje fel a műanyag csövet túlságosan és ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék tetejére. Tárolja a készüléket a hozzá tartozó dobozban.

Ha a készülék fagypont alatti hőmérsékleten volt tárolva, tartsa meleg környezetben legalább egy óráig, mielőtt használná.

Ne szerelje szét, vagy módosítsa a készüléket.

Helyezze a készüléket a készülékhez tartozó táskába, és úgy tárolja azt, tekintetbe véve a fent említett környezeti tényezőket.

Egyedi esetek

Ha a következők fordulnak elő:

1, Az "O/I" gomb lenyomása után nem kezdődik el a mérés:

- ellenőrizze az elemet, és ha szükséges cserélje ki
- tisztítsa meg az elem csatlakozóit egy száraz ruhával.

2, Semmi sem jelenik meg a képernyő a "O/I" gomb megnyomása után:

- Az elemek alacsony töltöttségi fokon vannak

3, Az elemek rövid ideig működnek

- Használjon alkáli elemeket, hogy megnövelje a munkaidőt. Ha egyszerű szén-cink elemet használ, azokat gyakrabban kell cserélnie és hibás működéshez vezethet.

4, Nem tudja befejezni a mérést

- Ellenőrizze az elemeket és cserélje ki azokat, ha szükséges.

5, A vérnyomás szintje különböző minden egyes mérésnél - a mérések nagyon magasak vagy alacsonyak.

- A mérési testtartás nem megfelelő. Olvassa el a "Helyes mérési módszer" részt

- A vérnyomás mérés eredménye folyamatosan változhat a napszaktól, illetve az illető személy idegi állapotától függően. Olvassa el a "Figyelmeztetések" és "Fontos megjegyzés" részeket.

6, A szívdobbanás értékek túl magasak vagy túl alacsonyak:

- Az illető személy elmozdult, amíg a mérés folyamatban volt.

- A mérés fizikai megerőltetés után történt. Olvassa el még egyszer a "Helyes mérési módszer" részt, a "Figyelmeztetések" és a "Fontos megjegyzéseket".

7, A kijelzőn megjelenik a szabálytalan szívritmust jelző szimbólum:

- Szabálytalan szívritmust (arrhythmia) észlelt a készülék. Ismétlje meg a mérést. Ha ismételten megjelenik a jelzés, forduljon orvoshoz, hogy megállapítsa az Önnek legjobban megfelelő kezelést.

Leírás:

- 1, LCD kijelző
- 2, "O/I" gomb
- 3, "SET" gomb
- 4, „+” gomb
- 5, „-” gomb
- 6, karpánt
- 7, karpánt levegő cső csatlakozó.
- 8, levegő cső
- 9, Alkáli elem (4 db tartozék)
- 10, elem tartó rekesz
- 11, tároló táská



Műszaki jellemzők

Módszer: nyomásmérés

Mérési tartomány: 0 és 300 Hgmm között (vérnyomás); 30 és 180 pulzus/perc között (pulzus frekvencia)

Pontosság: + - 3 Hgmm (vérnyomás); + - 5% az eredményül kapott értéknek (pulzus frekvencia)

Levegő fel- és leeresztés: automatikus

Energia ellátás: 4 db alkáli elem 1,5 V típusú AAA LR06 (kizárólag ALKÁLI elemet használjon)

Memória: memória területenként 30 mérés (4 terület)

Munkakörnyezet: +10 C° és +40 C° között; 85%-ig terjedő páratartalom között

Tárolási feltételek: +10 C° és +50 C° között; 15%-tól 95%-ig terjedő páratartalom között

Kar pánt mérete: 220 és 360 mm közötti kar átmérőhöz. alkalmas ettől eltérő méret esetén beszerezhető egyéb méretű pánt.

A készülék mérete: 110x155x70 mm

A készülék súlya: körülbelül 405 g (alkáli elemek nélkül)

Fontos! Alaposan olvassa el a használati utasításokat

Hulladék elhelyezés

(DIR. 2002/96/EC - WEEE)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

MEGJEGYZÉSEK

(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása, eladása, jótállási jegyben vagy az adott fogyasztási cikk megvásárlást egyértelműen (pontos vevő név, ha Áfa-s számla, ill. termék név termék kód) igazoló számla vagy nyugta dátuma.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termékfogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a termék megbontása elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék **meghibásodása miatt** a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, **feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.**

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak **törekednie kell arra**, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb **tizenöt napon belül elvégezze.**

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellek- és termékzsavatosági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegynek a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. egyértelműen (pontos vevő név ha Áfa-s számla ,ill. termék név termék kód) A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó¹ neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 16.

Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu

Termék megnevezése: BM2003L - LAICA automatikus felkaros vérnyomásmérő

Termék típusa: BM2003L

Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország

A termék a Magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLLÁSI feltételek:

1. Forgalmazó a termékre a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.
2. A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított **1 év**.
3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).
4. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy **MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT** is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.
5. **ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA** (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.
6. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:
 - a. A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
 - b. A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás) következménye,

FONTOS TUDNIVALÓK:

7. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22.) Korm. Rendelet tartalmazza.
8. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy a Forgalmazóhoz, vagy a közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez is intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.
Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét, ill. keletkezésének az okát.

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt megvásárlásától számított

1 évre jótállást vállal.

Vásárlás dátuma:.....

Üzleti eladóhelyi pecsét:.....

Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide:

LAICA szerviz átvételi pont.

Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-mailben a gyorsabb ügyintézés érdekében . e-mail cím: [szerviz@silko.hu](mailto:serviz@silko.hu)

Silko&Co.Kft . 1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet

Készülék átvétel személyesen: minden héten kizárólag szerda 9-16 között.

Csomagküldés esetén használja ugyan ezt a címet.

¹ A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.