

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NE2003W – Laica kompresszoros inhalator készülék aeroszol terápiai eszköz

Forgalmazó: Silko&Co Kft. www.laica.hu

Köszönjük, hogy ezt a LAICA készüléket választotta! Az alábbiakban leírtak betartása a feltétele annak, hogy a készülék hosszú távon is problémamentesen működjön, ezért:

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat, figyelmeztetéseket és tartsa be azokat. Ez a használati utasítás a termék egy tartozéka, ezért őrizze meg és tárolja bármikor elérhető helyen.

A ventilátoros porlasztókészülék az egyik leghatásosabb módszer a légzőszervi problémák kezelésére.

A ventilátoros rendszer gyors és jó minőségű porlasztást tud elérni és a legtöbb felírt gyógyszerrel alkalmazható, amiknek növeli a jótékony hatásait. Egyszerű a használata és otthoni használatra lett tervezve. Megbízható, gépolajat nem tartalmaz. Az Európai Unió szabványának megfelelően lett kialakítva (Standard EN 60 601-1, EN13544-1).

FONTOS:

- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján. A nem rendeltetésszerű használat helytelennek és ezért veszélyesnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért.
- Ne használja a készüléket olajok, folyadékok porlasztásához, vagy alkohol előállításához.
- A készüléket ne használja érzéstelenítő közelében, ami levegővel érintkezve gyúlékony lehet, oxigén vagy kéngáz közelében.
- A készülék sűrített levegőt állít elő. Nem kívánt mellékhatások léphetnek fel a használt gyógyszerrel szembeni túlérzékenység miatt.
- A televízió, rádió, stb. által okozott elektromágneses interferencia zavarhatja a készülék működését, ilyen esetben vigye ezektől a berendezésektől távolabb a készüléket, vagy dugja másik konnektorba.
- Ne használjon hosszabbítót, vagy adaptert. Az elektromos kábelt teljesen ki kell tekerni használat közben az esetleges túlmelegedést elkerülve. A kábelt hőforrástól tartsa távol. Soha ne dugja be a készüléket vizes kézzel és ne használja zuhanyzás, vagy fürdés közben.
- A készüléket csak az alul megadott feszültséggel használja.
- **Figyelem!** Semmilyen körülmények között ne nyúljon a kábelhez, ha az megsérült. Bármilyen meghibásodás esetén forduljon az eladóhoz.
- A készüléket víz nem érheti. Ha ez mégis megtörténik, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne nyúljon hozzá, míg nem húzta ki a konnektorból. Ezután ne próbálja meg használni a készüléket, hanem azonnal forduljon az eladóhoz.
- Bármilyen javítás szükségessége esetén forduljon az eladóhoz. Ha a készülék nem működik rendesen, kapcsolja ki, és olvassa át a használati utasítást.
- NEM JÁTÉK!

- **A készülék nyílásaiba semmit ne tegyen.**
- **A készüléket és a tartozékokat gyermekektől elzárva tartsa. A készüléket gyermek vagy fogyatékkal élő ember csak olyan felnőtt jelenlétében használhatja, aki alaposan elolvasta a használati utasítást.**

- Ez egy orvostechnikia eszköz otthoni használatra. Mindig tartsa be a készülék használatával kapcsolatosan orvosa utasításait. Csak a használati utasítás maximális betartásával lehet használni.
- A páciensnek alaposan el kell olvasnia és meg kell értenie a használati utasítást és a karbantartást.
- Ha további információra van szüksége, forduljon az eladóhoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- 1) A készülék elektromos csatlakozóját kizárólag szabványos konnektorba csatlakoztassa.
- 2) Olvassa el a használati utasítást.
- 3) A csövet vezesse be a krompesszor kimentí végébe.
- 4) Gyűjtse össze a kezeléshez kiválasztott tartozékokat: maszk, szájcső, orrcső.
- 5) A művelet végén a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. A kábelt tekerje fel a berendezés alján található tárolóba. Mielőtt újra használná a készüléket, győződjön meg róla, hogy szobahőmérsékletűre hűlt.

TARTOZÉKOK:

- 1) maszk felnőttek részére
- 2) maszk gyermekek részére
- 3) kellék az orron át való használatra 4)
kellék a szájon át való használatra 5)
- Inhalátor
- 6) Légáteresztő cső
- 7) Ampulla
- 8) légszűrő

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

A tartozékok tisztítása és fertőtlenítése előtt alaposan mosson kezet. **A készülék alján található tartalék filter behelyezése:** emelje fel a szűrő fedelét egy lapos csavarhúzó segítségével, ahogy a mellékelt ábra mutatja (1A ábra). Távolítsa el a régi szűrőt, majd helyezze be az újat (1B ábra). Helyezze vissza a szűrő fedelét, figyelve arra, hogy teljesen illeszkedjen a helyére. Ne mossa el a készüléket folyó vízben, és ne áztassa be. Ha tisztításra van szükség, használjon egy mosószeres rongyot (ne használjon súrolószert). **Az orron és a szájon át való használatához szükséges kellékek tisztítása:** tisztítsa ezeket ivóvízzel, ne feledje, hogy fertőtleníteni úgy tudja ezeket az eszközöket, hogy 5-10 percre forrásban lévő vízbe teszi őket, vagy vegyi fertőtlenítőt használ, amit a patikákban tud beszerezni. Kövesse a termékhez kapcsolódó használati utasításokat, majd folyó vízzel öblítse át. Hagyja magától megszáradni. **Az ampulla tisztítása:** használat után nyissa szét két részre, majd mossa el forró, szappanos vízben, ezután öblítse át alaposan. A felesleges vizet törölje ki egy puha ronggyal, majd száraz, tiszta helyen hagyja megszáradni. Sterilizáláshoz mártsa sterilizáló oldatba, és kövesse a termékre vonatkozó használati utasításokat. Minden páciensnek azt ajánljuk, hogy a gömböt hat hónapig vagy 120 kezelés erejéig használja. **A tisztításhoz ne használjon forrásban lévő vizet. Az összekötő cső és a maszk tisztítása:** alaposan tisztítsa ki őket vegyi fertőtlenítővel.

MIKROBÁS SZENNYEZETTSÉG

A fertőző betegségek és a szennyezettség veszélye miatt azt ajánljuk, hogy a porlasztógömböt és a kellékeket csak egy személy használja (használat előtt konzultáljon orvosával).

PROBLÉMÁK, OKOK ÉS MEGOLDÁSOK

Ha a készülék nem kapcsol be:

- ellenőrizze, hogy a készülék rendesen be van-e dugva a konnektorba
- ellenőrizze, hogy a kapcsoló az ON feliraton áll-e Ha a készülék be van kapcsolva, de nem kezdi meg a porlasztást:
- ellenőrizze, hogy a légáteresztő cső nincs-e összenyomódva vagy elferdülve
- ellenőrizze, hogy a légszűrő nincs-e elzáródva, vagy nem koszos-e. Ha szükséges, cserélje ki egy újra
- ellenőrizze, hogy a használni kívánt gyógyszer a gömbben van-e

A TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSE, VISSZAVÉTELE BEVIZSGÁLÁSRA :

Az Európai Uniós szabályozásnak megfelelően a LAICA felsorol néhány alapvető dolgot, ami szükséges a készülék és használója higiéniájának szempontjából. A LAICA alapvetőnek tartja ezen előírások betartását a használók egészségének és higiéniájának megőrzése, valamint a minőség fenntartása érdekében.

Minden terméket, mielőtt a szervizbe, vagy a forgalmazóhoz visszaküldenek, a technikai vizsgálat előtt egy higiénias vizsgálaton esik át. Ahhoz, hogy a visszaküldött terméket kicseréljék, javítsák, bevizsgálják **KÖTELEZŐ**:

- a készülék külsejét denaturált szesszel átitatott ronggyal fertőtleníteni
- fertőtleníteni a tartozékokat ugyanilyen oldatba áztatva
- belehelyezni mindent egy zacskóba, amire rá kell írni, hogy készülék fertőtlenített tartozékokkal
- **mindig** határozza meg a probléma forrását, mielőtt a terméket visszaküldi

FERTŐTLENÍTÉS nélkül (felirat nélkül) visszaküldött készülék nem kerül bevizsgálásra a potenciális fertőzés veszély miatt!

MŰSZAKI ADATOK

Forgó ventilátoros kompresszor, kenőanyagmentes. A termék hőszabályzóval ellátva. Ha a készülék túlmelegszik, a hőszabályzó leállítja a berendezést.

- Biztonsági szempontból II. osztályú berendezés
- B típusú berendezés
- a készülék kikapcsolva
- a készülék bekapcsolva
- váltakozó áram
- zuhanyzás, vagy fürdés közben ne használja a berendezést
- feszültség (230V 50hZ 150VA)
- biztosíték (T1.6A – 250V)
- működési nyomás (porlasztó): 0,6 bar kb
- maximum nyomás: 185 kPa kb
- légátadás a kompresszornak: kb. 5l /perc
- méret: 15 x 17 x 9 cm
- súly: 1,5 kg
- váltakozó használat: 30 / 30 perc ON/OFF
- kockázati osztály: II.osztály

- Zajszint: 58 dBA
- Áramlási mennyiség g: 0,35 ml / perc.
- MMAD: 2.61 um
- GSD: 2.75
- Kimeneti teljesítmény: 87 ul
- Méretek: 200 x 160 x 120 mm
- Súly: 1,3 kg
- Ideiglenes használat: 20/40 min. ON / OFF
- Szakmai szívó szűrő: 50/70 mikron
- Osztály kockázat: IIa
- **Működési feltételek:** min. 10 ° C, max 40 ° C-on, levegő páratartalom: min. 10% max 95%
- **Tárolási feltételek:** min. -25 ° C, max 70 ° C, Páratartalom: min. 10% max 95%
- Légnyomás dolgozó / tárolás: min. 960 hPa, max 1060 hPa

Hulladék elhelyezés (DIR. 2002/96/EC – WEEE)

A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, vagy egyes részeit helytelenül használják.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó¹ neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet.

Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu

Termék megnevezése: **NE2003W – Laica kompresszoros inhalator készülék aeroszol terápiás eszköz**

Termék típusa: **NE2003W**

Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország

A termékre a magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLLÁSI feltételek:

1. Forgalmazó a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.
2. A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított **1 év**.
3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).
4. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy **MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT** is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.
5. **ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA** (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.
6. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:
 - a. A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
 - b. A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás, nem megfelelő elem használata) következménye.

FONTOS TUDNIVALÓK

A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22.) Korm. Rendelet tartalmazza. A fogyasztó az alábbi sorrendben kérheti kártalanítást az eladótól - kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást, illetve elállhat a szerződéstől (pénz visszafizetés). 7. Fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy a Forgalmazóhoz, vagy a közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez is intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint. *Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét, illetve keletkezésének az okát.*

A jótállási kötelezettség kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. KIVÉTELT KÉPEZNEK a kopó alkatrészek illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

<p>A forgalmazó a termék fogyasztó által történt megvásárlásától számított 1 évre jótállást vállal.</p> <p>Vásárlás dátuma:.....</p> <p>Üzleti eladóhelyi pecsét:.....</p>	<p>Javítási, illetve. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide:</p> <p>LAICA szerviz átvételi pont.</p> <p>Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-mailben a gyorsabb ügyintézés érdekében . e-mail cím: szerviz@silko.hu Silko&Co.Kft</p> <p>1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet</p> <p>Készülék átvétel személyesen: minden héten kizárólag szerda 9-16 között.</p> <p>Csomagküldés esetén használja ugyan ezt a címet.</p>
--	---