



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PS3004 Laica "Baby Line" digitális bébi mérleg.

Forgalmazó: Silko&Co Kft www.laica.hu

Köszönjük, hogy ezt a LAICA készüléket választotta! Az alábbiakban leírtak betartása a feltétele annak, hogy a készülék hosszú távon is problémamentesen működjön, ezért:

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és tartsa be azokat. Ez a használati utasítás a termék egy tartozéka ezért őrizze meg és tárolja bármikor elérhető helyen.

A Laica "Baby Line" - PS3004 baba mérleget úgy tervezték, hogy segítsen nyomonkövetni a baba növekedését napról-napra. Pontosan és megbízhatóan mutatja, hogy minden étkezés után mennyivel nőtt a baba súlya.

A tára funkció lehetővé teszi, hogy a babát egy puha anyagon vagy törülközőn mérjük le.

A "súly blokkoló" funkció, amely lehetővé teszi az tényleges tömeg jelenjen meg annak ellenére, hogy a gyermek izog-mozog. A méréseket 20 kg alatt és 10 g os osztottsággal lehet használni. A mérleg segít figyelemmel kísérni a gyermek fejlődését, súlygyarapodást a növekedés minden szakaszában.

Amint a kisgyerek feláll - köszönhetően a mérleg kettős funkciójának - tálca nélkül - álló mérlegként is funkcionál. Ennek köszönhetően a csecsemő kort követően is nyomon követhető a kisgyermek testsúly változása precízen amit jellemzőn ilyen kis testsúly esetén is 1kg-20kg között. Ebben a testsúly tartományban a " hagyományos személy mérleg" jellemzőn nem elég pontosak csak 1 kg-os lépésenként mérnek.

Használati tanács:

Helyezze a mérleget egyenes és kemény felületre. A puha és egyenetlen padló (pl. szőnyeg, linóleum) okozhat problémát, és helytelen adatokat a mérés közben.

Az elemek behelyezése: Használjon 1db 9V 6LR61 alkáli elemet a működtetéséhez (nem tartozék). **Kizárólag alkáli elemet használjon!** (ne használjon tölthető vagy más típusú elemet, mert a készülék elektronikája tönkre mehet, ezáltal elveszti a jótállását.) Távolítsa el a mérleg alján található elemtartó fedelét, helyezze be az elemet és tegye vissza a fedelét.

Amennyiben az elemet cserélni kell az eljárás ugyanez, távolítsa el az elemtartó fedelét és vegye ki a használt elemet, később pedig dobja őket a speciális hulladékgyűjtőhelyeken megjelölt gyűjtőbe.

Figyelem: A nagyobb biztonság érdekében, 12 éves kor alatt ne engedjék, hogy a gyermek egyedül távolítsa el az elemeket.

Kezelő gombok és funkcióik:

ON / OFF

Az ON / OFF gombbal tudja be- és kikapcsolni a mérleget.

UNIT SEL (mértékegység választó)

Nyomja meg ezt a gombot és válassza ki azt a mértékegységet amit használni szeretne: kg, lb vagy oz. Enek a mérlegnek a kapacitása: 20 kg / £ 44,09 / 705,4 oz, osztás 5 g / 0,01 £ / 0,1 oz.

A mérleg bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik 0.000 kg / 0,00 £ / 0.0 oz.

HOLD (gomb) (Súly blokkoló funkció)

A baba mozgása miatt mérés közben a súly adat változhat a kijelzőn . Amíg a baba a tálcán fekszik, nyomja meg a "HOLD" gombot. A fekete "hold" felirat villog a kijelzőn a bal oldalon 3 másodpercig. Ez jelzi, hogy a mérleg automatikusan kiszámítja az érzékelt súly átlagát.

Amikor a "hold" felirat már nem villog, a kijelzőn megjelenik baba pontos átlag súlya.

TARE (több mérhető összetevő funkció gomb)

Ha a baba mérése közben törülközöt vagy más anyagot terít a baba alá, akkor használja a TARA funkciót. Kapcsolja be a mérlegen az ON / OFF gombbal. A kijelző a "8888." fogja mutatni. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg a bal oldalon alul, majd helyezze a törülközöt a tálcára (ekkor a törülköző súlyát mutatja a mérleg kijelzője) . Nyomja meg TARE gombot és várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg. Ekkor a mérleg kész a baba mérésére (az alá helyezett törülköző súlyát nem mutatja a kijelző).

Mérleg használata mérő tálcával:

Távolítsa el a mérleg felületén található 4db sárgás zöld gumi kört. majd fixálja a tál 4 lábát a körökbe. Nyomja meg az ON / OFF gombot.

A kijelzőn megjelenik "8888." Várjon, amíg a kijelzőn átvált a "0.000 kg ami azt jelenti a mérleg készen áll a használatra.

Fektesse a babát a tálcára, és várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a súlya. Ha szükséges használja a fent leírt funkció gombokat .TARA vagy HOLD.

Nyomja meg az ON / OFF gombot, hogy a mérleg kikapcsolódjon. Használat után a mérleg automatikusan kikapcsol 2 perc múlva.

Mérleg használata mérő tálca nélkül :

Távolítsa el a mérő tálcát. Helyezze vissza a 4 gumi takarót (ha előzetesen már használta).

Nyomja meg az ON / OFF gombot. A kijelzőn megjelenik "8888." Várjon, amíg a kijelzőn átvált a "0.000 kg ami azt jelenti a mérleg készen áll a használatra. Lépjen fel a jelzett helyre két lábbal kisgyerek.

Nyomja meg az ON / OFF gombot, hogy a mérleg kikapcsolódjon. Használat után a mérleg automatikusan kikapcsol 2 perc múlva.

KARBANTARTÁS

- Vigyázzon a mérlegre, mivel ez egy precíziós műszer. Ezért ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, nedves, ütés, por és közvetlen napfény. Vigyázzon, hogy ne ejtse le vagy üsse meg a mérleget.
- Tartsa távol a mérleget távol az extrém hőforrástól.
- Ne ugráljon a mérlegen
- Tisztítsa meg a tálcát egy nedves ruhával
- Tisztítsa meg a mérleg alját egy puha, száraz ruhával.
- Soha ne használjon vegyianyagot vagy súrolószert.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a mérlegre, mivel a termék nem vízálló.

Ne hagyja és ne használja a mérleget nedves környezetben, páratartalom 85% felett van. Illetve kerülje a vízzel és más folyadékkal való érintkezést, mert ezek korróziót okozhatnak, ami befolyásolja a mérleg pontosságát.

Jelzések

- "LO" azt jelzi, hogy az elemek lemerültek. Cserélje ki őket.
- "ERR" azt mutatja, hogy nagyobb a mérendő súly mint 20kg
- A mérleg készen áll a használatra, ha a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg , ha nem az utasításoknak megfelelően használják a mérleget a kijelzőn "ERR" vagy a "-----" jelenik meg.



Mérési tartomány: 1kg- 20 kg között

Osztás: 10 g

Elem igény: 1db 9V **6LR61 alkáli** (nem tartozék) (kizárólag alkáli elemet használjon tölthető elemet ne használjon)

Pontosság belül: + /- 1% + 1 osztása az alkalmazott súly

Munkakörülmények: +10 ° C +40 ° C, relatív páratartalom 85%

Tárolási feltételek: +10 ° C +50 ° C, relatív páratartalom 85%

Méret: 52x32x5.6 cm

Figyelem! Figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)

A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétkébe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készülék vagy egyes részeit helytelenül használják.

Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

MEGJEGYZÉSEK

(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó¹ neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 16. III.

Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu

Termék megnevezése: LAICA Baby line digitális bébi mérleg

Termék típusa: PS3004

Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország

A termék magyarországi elsődleges forgalmazójaként biztosított jótállási feltételek:

A jótállási kötelezettség kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. KIVÉTELT KÉPEZNEK a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatából (**), vagy tisztításból eredő károsodások.

A LAICA termékekre jogos igény esetén javítást, alkatrész cserét, vagy teljes készülék cserét biztosítunk.

1. A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított **1 év**.
2. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).
3. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy **MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT** is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerviz.
4. **ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA** (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) **ESETÉN PÓTOLUNK.**
5. ****Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel**, így például, ha a hibát:
 - a.) szakszerűtlen üzembe helyezés, vagy rendeltetésellenes használat
 - b.) használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 - c.) helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás.
 - d.) elemi kár, természeti csapás okozta
 - e.) készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás, hibás elem vagy akkumulátor használata) következménye. (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, ill. ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza).

FONTOS TUDNIVALÓK:

A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22.) Korm. Rendelet tartalmazza.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy **ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne**, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított **három munkanapon belül érvényesít** csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.

Amennyiben a csereigény érvényesítését követően utólag kiderül, hogy az eredeti termék esetében nem rendeltetés szerű használat esete állt fenn, akkor fenntartjuk a jogot, hogy polgári peres eljárás keretében érvényesítjük a kártérítési igényünket a fogyasztóval szemben.

A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy a forgalmazóhoz aki LAICA termékekre szerviz szolgáltatást is ellát, a termék ill. panasz bejelentésekor jegyzőkönyvet kell felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.

Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét, ill. keletkezésének az okát.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

FONTOS! A készülék visszaküldése esetén kérjük az alábbiak betartását:

Az alapvető higiénias elvárások betartására hívja fel a forgalmazó a fogyasztót.

A használt készülék visszaküldése előtt a karbantartás részben leírtak szerint végezze el a tisztítást.

Köszönjük együttműködését!

Amennyiben koszos készüléket küldenek vissza, akkor nem várható el, hogy bárki az üzletben vagy a szervizben átvegye a készüléket bevizsgálásra vagy megkezdje annak javítását. A csomag kibontást követően a szerviz azt minden előzetes értesítés nélkül lezárja és annak fogyasztó által kereséséig -max. 30 nap – letárolja!

Amennyiben 30 napon belül nem keresi a készüléket a feladó, az megsemmisítésre kerül. Ezzel kapcsolatosan felmerülő bármilyen anyagi felelősséget, esetleges kártérítési igénytől mind a forgalmazó, mind az érintett üzlet/szerviz elutasít.

A KÉSZÜLÉK KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDI KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Kijavításra átvétel időpontja:.....

Hiba oka:.....

Kijavítás módja/ kicserél alkatrész megnevezése :.....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....

A KÉSZÜLÉK KICSERÉLÉS TÖRTÉNT:

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide:

LAICA szerviz átvételi pont.

Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-mailben a gyorsabb ügyintézés érdekében: **e-mail cím:**
szerviz@silko.hu

Silko&Co.Kft
1158 Budapest, Késmárk u. 16. III.

Készülék átvétel személyesen: minden héten