

## Használati utasítás LAICA TH3601W flexibilis hőmérő használatához.

Forgalmazó neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet  
Forgalmazó e-mail címe: [szerviz@silko.hu](mailto:szerviz@silko.hu)

Termék megnevezése: TH3601 flexibilis hőmérő

Termék típusa: TH3601W

Használat előtt olvassa el figyelmesen az ebben a leírásban megadott utasításokat és figyelmeztetéseket, és tartsa ezt a használati utasítás biztonságos helyen. Digitális hőmérő széles LCD kijelzővel a könnyű olvasáshoz. A testhőmérséklet 60 másodperc alatt mérhető. Gyors és pontos, hangjelzést ad a hőmérséklet leolvasásakor. Az utolsó olvasási hőmérsékletet tárolja a változások értékeléséhez. Rendkívül könnyen használható, praktikus tároló kapszulában szállítjuk, hogy elkerüljék a sérülés kockázatát. Mosható, rugalmas szondával és automatikus kikapcsolási funkcióval. Laica S.p.A. - Viale del Lavoro, 10 - Fra. Ponte - 36021 Barbarano Vicentino (VI) - OLASZORSZÁG Fax: + 39-0444-795324 Made in China

**ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK** 1) Az önmérés csak ellenőrzés, nem jelent diagnózist és kezelést, bármilyen szokatlan értéket meg kell beszélni orvosával. Semmilyen körülmények között nem szabad megváltoztatnia az orvosa által előírt gyógyszeradagokat. 2) Ne préselje, ne hajlítsa meg, ne csavarja, ne harapja meg és ne szakítsa meg a hőmérőt. 3) NEM játék (tárolás közben) Tartsa távol a gyermekektől. 4) Ne tegye ki napsugárzásnak vagy közvetlen hőforrásoknak. Tartsa száraz helyen. 5) Ne merítse a hőmérőt vízbe vagy más folyadékba, csak az érzékelő felület vízálló. 6) Ne használja, ha a hőmérő nedves, mert az eredmények pontatlanok lehetnek. 7) Ez a hőmérő csak a hóalaj, rektális vagy orális hőmérsékletet mutatja. Ne használja az auriculáris hőmérsékletek leolvasására. 8) Ne igyon forró vagy hideg italt, ne dohányozzon, ne vegyen forró fürdőt mielőtt mérné a testhőmérsékletet. 9) Ne használja a hőmérőt szájon át -fertőtlenítés nélkül-, miután azt rektálisan használták. 10) Két évesnél fiatalabb gyermekek esetében a hőmérőt ne használja szájon át.

**AZ AKKUMULÁTOROK CSERÉJE** 1) Húzza az akkumulátor fedelet a nyíllal jelzett irányba. 2) Óvatosan vegye ki az elemtartót jobbra, hogy megkönnyítse az akkumulátor eltávolítását. Használjon hegyes tárgyat a régi elemek eltávolításához. 3) Helyezze az új elemeket a pozitív pólussal (+) felfelé, a negatív pólus pedig lefelé. 4) Óvatosan nyomja az elemtartót a helyére, és szerelje vissza a fedelet. Ha a kijelzőn az „elem” jel látható, azt jelenti, hogy ki kell cserélni az elemeket. 5) Távolítsa el a használt elemeket az 1-2. Pontban leírtak szerint, és az újrahasznosítás céljára a hulladékgyűjtő pontokban különleges hulladékként dobja el. A kimerült akkumulátorok ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért érdeklődjön az önkormányzat vagy a helyi hulladékkezelőnél. Figyelem: Biztonsági okokból nem ajánlott, hogy a 12 évesnél fiatalabb gyerekek eltávolítsák az elemeket.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS** Minden használat előtt és / vagy után fertőtlenítse a szondát alkohollal. \* ORAL ÉS RECTAL használat esetén különösen) Kapcsolja be a hőmérőt az O/I gomb megnyomásával, a készülék rövid hangjelzést ad. A kijelzőn minden funkciójelző bekapcsol, csak néhány másodpercig. Ezután a hőmérő néhány másodpercig mutatja az utolsó mért értéket, majd a Lo ° C-t (ha az észlelt hőmérséklet 32 ° C-nál alacsonyabb) vagy Hi ° C-nál (ha az észlelt hőmérséklet nagyobb, mint 42,9 ° C). Ha a ° C szimbólum villog, a készülék használatra kész. 2) Helyezze a szondát az alábbiak szerint: ORÁLIS HASZNÁLAT: a mérés előtt kb. 5 percig zárja le a száját a hőmérséklet stabilizálása érdekében. Helyezze a szondát a nyelv alá, és zárja le a száját, amíg a hőmérő nem méri a hőmérsékletet. Az ilyen típusú mérések standard hőmérséklete 37 ° C. RECTAL( végbélben ) történő mérés : a szondát zselés

vízoldható oldattal kenje be. Ne használjon vazelint. Helyezze a szondát a végbélbe kb. 1 cm-re, amíg a hőmérséklet stabilizálódik (kb. 60 másodperc). Az ilyen típusú mérések standard hőmérséklete 37,5 ° C. Ne erőltesse a hőmérőt a végbélben. Ha a behelyezés fájdalmat okoz, azonnal állítsa le a mérést. Ezen óvintézkedések elmulasztása sérülést okozhat. \* ALKALMAZÁSI ALKALMAZÁS

HÓNALJBAN történő mérés: az alábbiak szerint járjon el: 1) Nagyon jól szárítsa meg a hónalját . A mérés előtt tartsa a karját a csípő mentén 5 percig, hogy stabilizálja a hőmérsékletet. Helyezze az érzékelőt a hónalj alá és jól szorítsa oda, miközben a karját a mellkasa előtt tartja. (Ez megakadályozza, hogy a szobahőmérséklet befolyásolja a testhőmérséklet mérését). 2) Nyomja meg az O/I gombot. A készülék rövid hangjelzést ad. A kijelzőn minden funkció szimbólum bekapcsol, csak néhány másodpercig. Ezután a hőmérő néhány másodpercig mutatja az utolsó mérést, majd a Lo ° C-t (ha az észlelt hőmérséklet 32 ° C-nál alacsonyabb) vagy Hi ° C-nál (ha az észlelt hőmérséklet nagyobb, mint 42,9 ° C). Ha a ° C szimbólum villog, a készülék használatra kész. A hőmérséklet körülbelül 60 másodperc után stabilizálódik. Az ilyen típusú mérések standard hőmérséklete 36,5 ° C. 3) Ha a készülék hangjelzést ad, távolítsa el. A mérés befejeződött, és megjelenik a kijelzőn. Ha az észlelt hőmérséklet meghaladja a 37,8 ° C-ot, az akusztikus jel intenzitása és gyakorisága növekszik.

A készülék 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem használják (közben a mérés továbbra is megjelenik); ellenkező esetben az O / I gombbal kikapcsolható.

KARBANTARTÁS Minden egyes használat előtt és után tisztítsa meg a hőmérő szondát alkohollal megnedvesített ruhával vagy bármilyen típusú fertőtlenítőszerrel. Bármilyen más típusú megoldás károsíthatja a készüléket. A hőmérő testét száraz ruhával kell tisztítani. Ne merítse a hőmérőt vízbe vagy más folyadékba. Soha ne használjon vegyi vagy karcoló anyagot. A szonda a hőmérő legapróbb része. Tisztítás közben óvatosan kezelje azt. Ne használjon alkoholt a kijelző tisztításához. A hőmérőt száraz és tiszta helyen tárolja, távol a közvetlen napfénytől. Ne sterilizálja vagy forralja a hőmérőt. A hőmérőt a szabványos kivitelű burkolatban kell tárolni.

## MŰSZAKI ADATOK

Fontos! Olvassa el figyelmesen az utasításokat BF típusú készüléket

Mérési tartomány: 32,0 ° C - 42,9 ° C Tűrés: +/- 0,1 ° C (35,5 ° C - 42,0 ° C) Kijelző: folyadékkristály  
Akkumulátor: 1x1.5V típusú LR / SR-41 Akkumulátor autonómia: kb. 200 óra folyamatos használat  
Súly: 11 g Méret: 139x22x13 mm Munkakörülmények: + 10 ° C - + 40 ° C, (15-95)% RH Megőrzési feltételek: 10 ° C - 55 ° C, (15-95)% RH

IP22: Az elektromos berendezések védőburkolatának védelmi foka, ahol az első ábra a szilárd idegen testek (0–6 közötti) behatolás elleni védelem fokát, a második pedig a folyadékok behatolásának mértékét (0-tól 8-ig) mutatja.

ELEKTROMAGNETIKUS KOMPATIBILITÁS : Ez a készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vonatkozó hatályos előírásoknak, és otthoni használatra tervezték. Kibocsátása rendkívül kicsi, és nem valószínű, hogy interferenciát okozna más berendezéseknél. Abban az esetben, ha azt más berendezések közvetlen közelében használják, javasoljuk, hogy kövesse a használati utasítás végén található táblázatokban található utasításokat. Bizonyos mobil kommunikációs eszközök és rádiórendszerek hatással lehetnek az eszköz működésére. Abban az esetben, ha működés közben rendellenességek tapasztalhatók, ajánlott a készüléket olyan távolságra elhelyezni, amely más elektromágneses interferenciát okozhat és ellenőrizheti a teljesítmény helyreállítását. Minden esetben kétség esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz, vagy tekintse meg az elektromágneses kibocsátással kapcsolatos táblázatokat az utasítások végén.

**ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁS** (Dir. 2012/19 / Eu-WEEE) A készülék alján található szimbólum jelzi az elektromos és elektronikus berendezések elválasztott gyűjtését. A készülék élettartamának végeztével ne dobja el a vegyes szilárd települési hulladékként, hanem dobja el azt a saját, a saját területén található gyűjtőközpontra vagy a forgalmazóhoz történő visszajuttatására, ha egy új, azonos típusú készüléket vásárol. azonos funkciókkal. Ha az ártalmatlanítandó készülék 25 cm-nél kisebb, akkor vissza lehet vinni egy 400 m<sup>2</sup>-nél nagyobb kiskereskedelmi helyre, anélkül, hogy új, hasonló eszközt kellene vásárolnia. Az elektromos és elektronikus készülékek elkülönített gyűjtésének ezen eljárása az európai környezetvédelmi politika előrejelzésére irányul, amelynek célja a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása, valamint az ilyen berendezésekben lévő veszélyes anyagok jelenléte miatt az emberi egészségre gyakorolt potenciális hatások elkerülése vagy ugyanazon vagy részeinek helytelen használata. Vigyázat! Az elektromos és elektronikus berendezések hibás ártalmatlanítása szankciókkal járhat.

**GARANCIA** Ez a berendezés a vásárlási dátumtól számított 2 éves szavatossággal rendelkezik, amelyet a kereskedő bélyegzőjével vagy aláírásával és az e dokumentumhoz mellékelte pénzügyi fizetési nyugtával kell igazolni. Ez a garanciaidő megfelel a hatályos törvényeknek, és csak abban az esetben alkalmazandó, ha a fogyasztó egyén. A Laica termékeket kizárólag háztartási használatra tervezték; ezért kereskedelmi célú felhasználása tilos. A jótállás csak a termelési hibákra vonatkozik, és nem érvényes, ha a kárt véletlen események, helytelen használat, gondatlanság vagy nem megfelelő használat okozza. Csak a mellékelte tartozékokat használja; más tartozékok használata érvényteleníti a jótállási védelmet. Ne nyissa ki a berendezést bármilyen okból; a berendezés megnyitása vagy meghibásodása határozottan érvényteleníti a garanciát. A garancia nem vonatkozik azokra a alkatrészekre, amelyek a használat során elszakadnak és kopásnak vannak kitéve. A garancia a vásárlás dátumától számított 2 év elteltével csökken. Ebben az esetben a műszaki szolgálat beavatkozásait fizetés ellenében hajtják végre. A műszaki szolgáltatási beavatkozásokra vonatkozó információk, garanciális feltételek mellett vagy fizetés ellenében, az info@laica.hu címre kérhetők. A szavatossági feltételek hatálya alá tartozó termékek javítása vagy cseréje ingyenes. Hibák esetén forduljon a kereskedőhöz; NE küldjön semmit közvetlenül a LAICA-hoz.

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt megvásárlásától számított 1 évre jótállást vállal.

Vásárlás dátuma:.....

Üzleti eladóhelyi pecsét:.....

Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide:

### **LAICA szerviz átvételi pont.**

Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-mailben a gyorsabb ügyintézés érdekében . e-mail cím:

[szerviz@silko.hu](mailto:szerviz@silko.hu)

**Silko&Co.Kft**

**1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet**

**Készülék átvétel személyesen: minden héten kizárólag szerda 9-16 között.**

**Csomagküldés esetén használja ugyan ezt a címet.**